



LINHA DE COAGULAÇÃO ERBA

ECL 412
ECL 105

SISTEMAS SEMI-AUTOMÁTICOS
AVANÇADOS DE HEMOSTASIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ECL 412

MODOS ANALÍTICOS

Cromogênico, turbidimétrico e coagulação.

CANAIS DE MEDIÇÃO

4 canais de medição sendo 2 para testes turbidimétrico e 2 para testes cromogênicos.

COMPARTIMENTO DE CUBETAS

20 posições para pré-incubação de cubetas a 37°C.

INCUBAÇÃO DE REAGENTE COM 12 POSIÇÕES

7 posições para reagentes incubados a 37°C incluindo 1 para frasco com homogeneização programada e 5 posições para reagentes em temperatura ambiente, incluindo 1 frasco com homogeneização programada.

CONTROLE DE QUALIDADE

Gráficos de Levey e Jennings e análises estatísticas.

TELA

Touchscreen de 7 polegadas

REQUISITOS DE ENERGIA

100-240V; 47/63 Hz

DIMENSÃO E PESO

300 mm (Largura)
90 mm (Altura)
290 mm (Profundidade)
3 kg

SOFTWARE

Português

IMPRESSORA

Térmica embutida

ECL 105

MODOS ANALÍTICOS

Coagulação e turbidimétrico.

CANAIS DE MEDIÇÃO

1 canal de medição para testes turbidimétrico e coagulação.

COMPARTIMENTO DE CUBETAS

5 posições para pré incubação de cubetas a 37°C.

INCUBAÇÃO DE REAGENTE COM 12 POSIÇÕES

3 posições para reagentes incubados a 37°C incluindo 1 para frasco com homogeneização programada e 2 posições para reagentes em temperatura ambiente.

CONTROLE DE QUALIDADE

Gráficos de Levey e Jennings e análises estatísticas.

TELA

Touchscreen de 3,5 polegadas

REQUISITOS DE ENERGIA

100-240V; 47/63 Hz

DIMENSÃO E PESO

216 mm (Largura)
75 mm (Altura)
205 mm (Profundidade)
1 kg

SOFTWARE

Português

IMPRESSORA

Térmica embutida

ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL

Endereço: Rua Chopin, 33 mezanino 3 sala 4 – Chácaras Reunidas
Santa Terezinha/ Contagem – MG – Brasil/ CEP: 32.183-150
Contato: atendimento@erba.com
Telefone/Whatsapp: 0800 878 2391



TORNANDO A AUTOMAÇÃO ACESSÍVEL
PARA LABORATÓRIOS DE TODOS OS LUGARES!