



LINHA DE COAGULAÇÃO ERBA

ECL 760

ANALISADOR DE HEMOSTASIA
TOTALMENTE AUTOMATIZADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODOS ANALÍTICOS

Cromogênico, turbidimétrico e coagulação.

VELOCIDADE

60 testes/hora - PT

COMPARTIMENTO DE CUBETAS

72 cubetas distribuídas em 2 racks.

CANAIS DE MEDIÇÃO

7 canais de medição independentes.

CARREGAMENTO DE AMOSTRA

Capacidade para 27 amostras simultâneas em 3 racks de amostras para carregamento contínuo com leitor de código de barras integrado. Definição de prioridade de execução de amostras e testes no modo STAT.

REAGENTE

Capacidade integrada de até 23 frascos refrigerados. Racks de reagentes configuráveis permite frascos de tamanhos diferentes em uma única rack e mínimo desperdício de reagente (volume morto) por meio de adaptadores de reagentes. Monitoramento automático dos níveis de reagente.

SOFTWARE

Sistema operacional baseado no Windows.

CONTROLE DE QUALIDADE

Levey Jennings e regras de Westgard.

IMPRESSORA

Impressora térmica embutida.

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Superior a 10.000 resultados, incluindo informações numéricas, gráficas e controle.

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura: 15-30°C

Umidade: 5-85%

REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; ≤300VA; 50/60 Hz

DIMENSÃO E PESO

650 mm (Largura)

580 mm (Altura)

510 mm (Profundidade)

53 kg

ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL

Endereço: Rua Chopin, 33 mezanino 3 sala 4 – Chácara Reunidas Santa Terezinha/ Contagem – MG – Brasil/ CEP: 32.183-150

Contato: atendimento@erba.com

Telefone/Whatsapp: 0800 878 2391



**TORNANDO A AUTOMAÇÃO ACESSÍVEL
PARA LABORATÓRIOS DE TODOS OS LUGARES!**