



ANÁLISE DE URINA:
RÁPIDA, SIMPLES e INTELIGENTE.

LAURA SMART

LEITOR COMPACTO DE TIRAS
DE URINA LAURA SMART

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÉTODOS DE ANÁLISE

Fotometria por refletância.

PARÂMETROS

Gravidade específica, leucócitos, nitritos, pH, proteína, glicose, cetonas, urobilinogênio, bilirrubina e sangue.

UNIDADES DE MEDIDA

Ery/ μ L, Leu/ μ L, mmol/L, mg/dL, g/L, micromol/L.

RENDIMENTO

Até 240 testes por hora no Modo Smart Timing.

GERENCIAMENTO AVANÇADO DE CQ

Valores alvo de CQ e sinalização fora dos valores pré-definidos.

IMPRESSORA

Térmica embutida de 58 mm de largura.

TIRA

DekaPHAN Laura (10 áreas)
Control strips for LAURA

ARMAZENAMENTO DE DADOS

400 resultados.

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura: 15-35°C
Umidade: 20-80%

REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; 50/60 Hz
Baterias 6 x 1.5 V (tipo AA)

DIMENSÃO E PESO

230 mm (Largura)
127 mm (Altura)
110 mm (Profundidade)
0,8 kg

ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL

Endereço: Rua Chopin, 33 mezanino 3 sala 4 – Chácara Reunidas
Santa Terezinha/ Contagem – MG – Brasil/ CEP: 32.183-150
Contato: atendimento@erba.com
Telefone/Whatsapp: 0800 878 2391



**TORNANDO A AUTOMAÇÃO ACESSÍVEL
PARA LABORATÓRIOS DE TODOS OS LUGARES!**