



PRECISO, INOVADOR e ACESSÍVEL.

EC 90

ANALISADOR DE ELETRÓLITOS DA PRÓXIMA GERAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETROS

Na, K, Cl e iCA

VELOCIDADE

90 testes/hora

TECNOLOGIA

Eletroquímica (Biossensor de filme espesso) livre de manutenção.

PRINCÍPIO

Dosagem direta

CALIBRAÇÃO

Calibração automática de 1-ponto para todas as amostras ou sob demanda. Calibração automática de 2-pontos a cada 12h ou sob demanda.

TIPO DE AMOSTRA

Sangue total, plasma, soro, urina diluída e solução aquosa.

VOLUME DE AMOSTRA

35 a 90 µL

SOFTWARE

Português.

PACKS

PLUG AND PLAY com vida útil de 3 meses e tamanhos que se adequam a rotina do laboratório (500 testes, 1000 testes e 3000 testes). Um analisador e múltiplos cartuchos com todos os reagentes incluídos, inclusive os resíduos das análises.

CONTROLE DE QUALIDADE

Gráficos de Levey e Jennings e regras de Westgard.

IMPRESSORA

Impressora térmica embutida de 24 colunas

REGISTRO DE REAGENTES

Rastreabilidade total via sistema de gerenciamento de inventário RFID.

ARMAZENAMENTO DE DADOS

10.000 resultados de pacientes.

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura: 15-35°C Umidade: 15-90%

REQUISITOS DE ENERGIA

100-240V; 50/60 Hz

DIMENSÃO E PESO

268 mm (Largura)

334 mm (Altura)

425 mm (Profundidade)

8kg

ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL

Endereço: Rua Chopin, 33 mezanino 3 sala 4 – Chácara Reunidas
Santa Terezinha/ Contagem – MG – Brasil/ CEP: 32.183-150
Contato: atendimento@erba.com
Telefone/Whatsapp: 0800 878 2391



TORNANDO A AUTOMAÇÃO ACESSÍVEL
PARA LABORATÓRIOS DE TODOS OS LUGARES!